

管理No.R305-4GR

染色体メタフェーズ自動小型標本作製装置 HANABI-PV

(エーディーエステック) (2018年製)

中古販売価格:2,980,000円(税別)

- 乾燥度制御方式による最適展開環境
- 水平または傾斜展開機能を装備
(傾斜展開機能はオプション)
- 最適展開プロトコル設定可能
- 最大10サンプル/20スライド
- 場所を選ばない卓上型
- 予備カセット・ホルダーで更なる処理数
拡張が可能

【セールスポイント】

メーカーセットアップ作業費込み



管理No.	R305-4GR
型式	HANABI-PV
サンプル数	10チューブ
スライド数	20スライド
サンプルチューブサイズ	15mLコニカルチューブ
スライドガラス	76×26 (t=0.8-1.2)mm
サンプル液量	0.2-4.0mL
追加固定液量	0.2-4.0mL
サンプル滴下量	0-40 μ L/スポット
固定液滴下量	0-40 μ L/スポット
スポット数	1-2
処理時間	約30分
展開モード	5° /10° /15° /-5° /-10° /-15° /任意角
Dry-Index	0-20
BASE値	0～+30
WALL値	0～+30
BATH値	0～+30
乾燥時間	0-9.9min
プロトコル数	20
ロードリーダー(オプション)	最大30桁
動作環境	15-25°C, 20-60%RH
動作気圧	800-1114 hPa
保存環境	0-40°C, 0-95%RH
入力電圧	AC100-120V, AC200-240V(+/- 10%)
消費電力	800W
外形寸法	W700×D640×H805mm
重量	約80kg

【販売のご留意事項】

商品は現品限りのため、ご注文優先で品切れとなってしまいます。
本物件は中古品であり、現状有姿でのお引渡しになります(製品保証はありません)。
点検整備後の出荷となりますので納期をいただきます(新品納入時の性能を保証するものではありません)。
納入時の運搬費用およびメーカーによる取扱説明作業(必要な場合)は別途見積となります。

【お問い合わせ窓口】

MHC環境ソリューションズ株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア8階 理化学機器担当 まで
Tel: 03-3503-7343 Fax: 03-3503-7346
上記、または当社HP上お問合せフォームよりお問合せ下さい

MHC環境ソリューションズ株式会社

MHC環境ソリューションズは三菱HCCキャピタル
のグループ会社です

2024年4月1日現在

CRS 2023-94

古物商許証：東京都公安委員会 第301029102284号